

## Napfcup

### Regeln für den Schnupf Wettkampf

1. Jeder Schnupfer erhält 5 Gramm Schnupf
2. Es zählt nicht wer von den 5 Gramm am meisten und am saubersten schnupft, sondern wer am besten abschätzen kann wie viel er schnupfen muss.
3. Auf der Rückseite des Dosendeckels ist eine Zahl angebracht (zwischen 1.0 und 3.0) nun muss jeder genau soviel schnupfen wie auf seiner Dose geschrieben steht.
4. Die Dauer eines Wettkampfes beträgt eine Minute.
5. Die Schnupftabakdose **darf erst** auf Kommando – Dose öffnen – geöffnet werden.  
Bei Wettbewerbsbeginn darf der Teilnehmer erst beim Kommando „Los“ mit dem Tabak in Berührung kommen. Dabei gilt folgendes Kommando:  
Schnupfer fertigmachen – Dose öffnen – Achtung, fertig, los.  
Bei Zuwiderhandlungen erfolgt Disqualifikation.  
Die Zeitansage: 30 sec, 45 sec, 55 sec, Aus – wird bekannt gegeben.
6. Nach Abschluss des Wettkampfs ist der Schnupfer verpflichtet, die Schnupftabakdose sofort abzustellen, sie darf nicht mehr berührt werden.
7. Sollte der Fall eintreten, dass am Ende des Wettbewerbes der mit Schnupftabak beladene Finger gerade zur Nase bewegt wird, so darf dieser Tabak noch geschnupft werden. Der Schiedsrichter darf den Arm nicht niederdrücken.
8. Es wird keine Sauberkeit bewertet. Es werden jedoch Hände von Schnupf gereinigt und alles auf der Serviette geht zurück in die Dose.
9. Schnupftabak, der während des Wettbewerbes aus der Dose in die Innenhand fällt, darf wieder in die Dose geschüttet werden. Der Tabak, welcher auf die Serviette gefallen ist, darf nicht mehr geschnupft werden
10. Der Wettkampf besteht aus zwei Durchgängen. Beide Durchgänge werden fürs Schlussresultat zusammengezählt.
11. Wer während des Wettbewerbes und der Bewertung niest, wird disqualifiziert.

Somit kann jeder Napfcup Sieger werden!